振動反応

無色の水溶液がしだいに金色になり、次に 一瞬のうちに深い青色となるのを観察させ る.これだけで終わってしまうと普通の化 学反応であるが、この反応ではこの色の変 化が数分間の間隔で数回繰返して起こり,

複雑にからみあった反応のおもしろさを見 せる.

[準備]

試薬: 3%過酸化水素水, ヨウ素酸カリ ウム、70%過塩素酸水溶液、マロン酸、硫



酸マンガン(II)一水和物, デンプン.

器具:試薬ビン、試験管、メスフラスコ など.

1) 図1の3種の溶液をつくり、試薬ビ ンに保存する..

注1)溶液の量は実験に用いる量や実験 回数にもよるが、100~200 ml 程度あれば充 分である.

注2) 3%過酸化水素は30%過酸化水素 を蒸留水でうすめてもよい. 濃過酸化水素 水を手につけると白くやけどをするので, 取扱いに注意する.

[操作]

試験管に溶液A, B, Cの順に等量ずつ

A液 C液 B液 絶えずよ くふって 混合する

注) 試験管をよくふり、かきまぜることが重要である

手ばやく加え、試験管を絶えずふってよく 混合する. 試験管にあらかじめ印をつけて おき、そこまで各溶液をいれるようにする. 〔現象〕

混合したときは初め無色であるが、次第 に薄い黄色となり、濃くなって金色となる. その後ある時間たつと突然濃い青色となる. 試験管をふりよくかきまぜると再び無色と なり → 金色 → 濃青色の変化を 4~5 回繰 返す. 最後は青色のままで終わる. 無色→ 金色→ 濃青色になるのに要する時間は 温 度, 濃度などの条件で異なるが, 普通数分 程度である.

(解説)

この反応は色が変化していくだけでなく、 繰返し反応が起こるという点で通常反応と 非常に異なる. 通常の反応では反応物の濃 度が連続的に減少し、生成物の濃度が増大 して平衡に達し,みかけ上反応はとまる.し かし本反応ではいくつかの相互に関連しあ った反応がフィードバック機構となり、濃 度が平衡になることなく増加したり減少し たりし、振動する.このような振動反応の くわしい機構はよくわかっていない.

[参考文献]

T. S. Briggs, W. C. Rauschen, J. Chem. Educ., 56, 496(1973).

(担当 田丸鎌二・池本 勲・内藤周弋)